

**WATER
PROTECTION**
≡ SWIM/SURF



Crescendo

NETZ® FILTER HALTEN DAS WASSER FERN UND LASSEN TON HINEIN..

- Für ein sorgloses Erlebnis beim Wassersport
- Entwickelt, um große Mengen Wasser im Gehörgang zu verhindern
- Extra-Satz Vollblockfilter enthalten
- Weiche medizinische Ohrstöpsel in 2 Größen
- Blockiert Wasser, während das Situationsbewusstsein erhalten bleibt
- Verringert das Risiko von Ohrentzündung und Surferohr

WATER PROTECTION

SWIM/SURF




VERPACKUNGSDATEN

Material: FSC®-zertifiziertes Papier
 Abmessungen: 132 x 65 x 32 mm
 Gewicht: 40 g


PR-2383	Dieses Produkt kann nicht als Gehörschutz gemäß der Europäischen Normen (EN 352-2:2020) eingesetzt werden.
Swim/Surf	

UMFASST:



2 OHRSTÖPSEL GROSS

Nenndurchmesser: 7-12 mm
 Farbe: Grau transparentes
 Material: Medizinisches TPE




2 OHRSTÖPSEL MITTELGROSS

Nenndurchmesser: 6-11 mm
 Farbe: Grau transparentes
 Material: Medizinisches TPE



2 NETZ® - + 2 VOLLBLOCKFILTER

Abmessungen: Ø 6,5 x 3,5 mm
 Farbe NETZ®: Hellblau
 Farbe Vollblock: Blau



1 AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Abmessungen: 60 x 45 mm
 Farbe: Schwarz

MERKMALE:



SITUATIONSBEWUSSTSEIN

Erlauben weiterhin räumliches Hören, lassen die Schallrichtung erkennen und bewahren das Situationsbewusstsein.



BELÜFTUNG DES OHRS

Die offene Struktur des Filters lässt Luft an die Ohren.



PASSKOMFORT

Ohrstöpsel aus medizinischem Material.



NATÜRLICHES GEHÖR

Fortschrittliche Akustikfilter sorgen für eine natürliche Klangübertragung.

BEREICH:



EVENTS
PR-2379



SLEEP
PR-2381



SWIM/SURF
PR-2383



WORK
PR-2385




TRAVEL
PR-2387



MOTO PRO
PR-2391



KIDS
PR-2393



SHOOTING
PR-2599

HEARING PROTECTION

WARUM CRESCENDO?



Standardröhrenfilter:
Durchschnittliche Klangqualität, dämpft meist hohe Frequenzen.

SPEZIELLE NETZ® - UND MEMBRAN®-FILTER


Hochwertige NETZ® - und MEMBRAN®-Filter reduzieren laute Geräusche und Lärm, während relevante Geräusche und Sprache erhalten bleiben, sodass das Situationsbewusstsein und die Kommunikation erhalten bleiben



NETZ®-Filter:
Sehr gute Klangqualität, dämpft tiefe und hohe Frequenzen gleichmäßiger.



MEMBRAN®-Filter:
Ausgezeichnete Klangqualität, dämpft niedrige und hohe Frequenzen gleichermaßen.



MEDIZINISCHE TPE-OHRSTÖPSEL

Unsere Ohrstöpsel sind aus medizinischem TPE gefertigt. Dieses Material wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Medizinprodukten für den Einsatz im menschlichen Körper zu erfüllen. Es ist frei von PVC, Phthalaten, BPA, Latex und Öl und bietet einen sichereren und komfortableren Ersatz für Materialien wie Silikon, elastisches PVC und Polyurethan.



100 % QUALITÄTSKONTROLLE

Wir garantieren die Leistung deines Gehörschutzes, da wir einen 100%igen finalen Akustiktest der Filter durchgeführt haben. Wenn du sie richtig einsetzt, kannst du sicher sein, dass du die auf der Verpackung angegebene Schutzstufe erhältst.



COMPLIANCE

Der Gehörschutz von Crescendo entspricht der PSA-Verordnung EU 2016/425 und wird gemäß ISO 9001:2015 in unseren zertifizierten Produktionsstätten in den Niederlanden entwickelt und hergestellt.



UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

Die Verpackung wird aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt und in den Niederlanden CO₂-neutral produziert.



DYNAMIC EAR COMPANY

Crescendo ist eine Marke der Dynamic Ear Company. Die Dynamic Ear Company entwickelt und produziert innovative Gehörschutz-, Personal Audio- und Soundmanagement-Lösungen für Industrie, Militär, Freizeit und Musiker.



SONOVA GRUPPE

Die Dynamic Ear Company ist Teil der Sonova-Gruppe. Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Hörlösungen: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationssystemen bis hin zu audiologischen Dienstleistungen, Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und Gehörschutz.